




# Maelstrom 自動化核酸萃取儀器— 專利渦流式旋轉攪拌技術



Maelstrom 2400



手持式設計  
可同時處理8個樣本  
重量小於10kg  
輕巧方便

Maelstrom 8 Autostage



全自動化萃取  
可同時處理48個樣本  
體積、重量較市場同  
級產品輕巧

Maelstrom 4810



全自動化萃取  
可同時處理96個樣本  
屬高通量儀器可大量  
檢測


Maelstrom 9610

# 專利創新的磁珠式核酸萃取試劑

● 檢體 ● 磁珠 ○ DNA / RNA

\*以部分檢體處理為例


檢體處理



血液: 檢體直接上機萃取




病毒類檢體 (鼻咽拭子保存液): 直接上機萃取



植物組織: 須先進行前處理 (液態氮研磨) 後, 加入緩衝液上機萃取

上機萃取



## 多種類型的預封裝試劑

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  血液   |  植物    |  病毒  |
|  米   |  組織   |  細菌 |
|  游離核酸 |  石蠟包埋 |  糞便 |

## Auto Plate 盤式萃取試劑



## Auto Tube 單發式萃取試劑

